

Instrukcja pobierania próbek kału do badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella

Badanie na nosicielstwo obejmuje trzy próbki kału pobrane w trzech kolejnych dniach.

1. Kał należy oddać bezpośrednio do umytego i wyparzonego naczynia. Można użyć naczynia jednorazowego.
2. Próbkę kału pobrać przy użyciu zestawu transportowego z wymazówką i podłożem:
 - wyjąć wymazówkę z zestawu i trzymając za korek zanurzyć wacik wymazówki w kilku miejscach kału lekko obracając tak, aby na waciku **był widoczny kał**,
 - wymazówkę z pobraną próbką kału umieścić w probówce z podłożem dołączonym do zestawu,
 - probówkę opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania próbki,
 - pobraną w ten sposób próbkę kału należy przechowywać w temperaturze 2° do 8° C i dostarczyć do Laboratorium w **ciągu 72 godzin**.
3. Próbkę kału można również pobrać do pojemnika na kał przy pomocy łopatkki umieszczonej w pokrywie pojemnika. Tak pobrana próbka kału **musi** być dostarczona do Laboratorium w **ciągu 2 godzin od pobrania próbki**.
4. Wszystkie 3 pobrane próbki kału, zapakowane w woreczek foliowy, można dostarczyć razem do Laboratorium przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków.
5. Za wszystkie etapy pobrania przechowywania i transportu próbek do Laboratorium ponosi odpowiedzialność osoba badana / zleceniodawca.